24.12.2004

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年12月25日

出願番号 Application Number:

特願2003-430558

[ST. 10/C]:

[JP2003-430558]

出 願 人

Applicant(s):


キヤノン株式会社

特許 Comm Japan I

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

2005年 2月 3日





【書類名】 特許願 【整理番号】 258745 【提出日】 平成15年12月25日 特許庁長官 殿 【あて先】 【国際特許分類】 C12Q 1/68 【発明者】 【住所又は居所】 【氏名】 塚田 護 【特許出願人】 【識別番号】 000001007 【氏名又は名称】 キヤノン株式会社 【代理人】 【識別番号】 100123788 【弁理士】 【氏名又は名称】 宮崎昭夫 【電話番号】 03-3585-1882 【選任した代理人】 【識別番号】 100088328 【弁理士】 【氏名又は名称】 金田 暢之 【選任した代理人】 【識別番号】 100106297 【弁理士】 伊藤 克博 【氏名又は名称】 【選任した代理人】 100106138 【識別番号】 【弁理士】 【氏名又は名称】 石橋 政幸 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 201087 21,000円 【納付金額】

要約書 1

【提出物件の目録】 【物件名】

【物件名】

【物件名】

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 特許請求の範囲 1 明細書 1



## 【請求項1】

検体中に含まれるHLA-A型のアリルの同定に利用し得る多数のプローブからなるプローブセットであって、

前記多数のプローブのそれぞれが、明細書中のアリルリスト中の各アリルの配列中の大 文字で表記された塩基を含む部分配列を有する

ことを特徴とするプローブセット。

### 【請求項2】

明細書中の表 1-1~表 1-6 に記載されるプローブ群または表 2-1~表 2-6 に記載されるプローブ群からなる請求項 1 に記載のプローブセット。

### 【請求項3】

検体からの試料中に含まれるHLA-A型のアリルをプローブセットを用いて同定する 方法であって、

該プローブセットが請求項1または2に記載のプローブセットであることを特徴とする HLA-A型のアリルを同定する方法。



【発明の名称】HLA-Aアレルを同定するためのプローブセット及び特定方法 【技術分野】

[0001]

本発明は、人のHLA-Aアレルを同定するためのプロープセット及び特定方法に関する。 【背景技術】

[0002]

人白血球のHLA-A型の各アレルについては、従来から血清学的レベルのタイピングが行われてきた。この場合、特別なサンプル処理を必要とせず、抗原抗体反応で容易にタイピングが可能である反面、同定できる内容はアミノ酸配列の違いを区別できるレベルを 4 桁以上の数字での命名法における 3、 4 桁目とした場合、最初の 2 桁の数字が血清学的レベルのタイピングで同定可能なレベルである(日本組織適合性学会 HLA 標準化委員会「アリル表記法と結果報告の原則について 2000 http://jshi.umin.ac.jp/standarization/hyoki.html参照)。

### [0003]

その他のゲノム抽出を伴うタイプの市販キットの多くは、各アレルを個別に同定可能な精度のものではなく、複数のアリルをセットとして区別しているのが現状である。また最も詳細な多型解析を可能とするSBT(Sequencing Based Typing) 法に基づくキットにしても、たいていのサンプルはヘテロ接合体であるため、ambiguityの問題を一度に解決できず、再検査を必要とすることが多い。こうした問題を伴うアレルは、IHWG学会のhttp://www.ihwg.org/protocols/sbt/ambiguities2.pdfにまとめて紹介されている。

【非特許文献1】(日本組織適合性学会HLA標準化委員会「アリル表記法と結果報告の原則について2000」(http://jshi.umin.ac.jp/standarization/hyoki.htmlのサイト)

【非特許文献 2】 http://www.ihwg.org/protocols/sbt/ambiguities2.pdf

#### 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

一方、近年は高度医療の発達に伴い、臓器移植などの際に詳細なタイピングが要求されるほか、糖尿病や癌、その他多因子病においても、薬剤投与との関連が示唆され、医療行為に対するエヴィデンスが求められている。こうした背景から、各アリルを個別に同定可能な試験方法が望まれており、本発明はかかる要望に対してHLA-Aの各アリルを個別に同定するために有用であるプローブセット及びそれを用いたHLA-Aのアリルの同定方法を提供することを目的とする。

#### 【課題を解決するための手段】

### [0005]

本発明にかかるHLA-Aアリルを同定するためのプローブセットは、検体中に含まれるHLA-A型のアリルの同定に利用し得る多数のプローブからなるプローブセットであって、前記多数のプローブのそれぞれが、明細書中のアリルリスト中の各アリルの配列中の大文字で表記された塩基を含む部分配列を有することを特徴とするプローブセットである。

### [0006]


また、本発明にかかるHLA-Aアリルの同定方法は、検体からの試料中に含まれるHLA-A型のアリルをプローブセットを用いて同定する方法であって、該プローブセットが請求項1または2に記載のプローブセットであることを特徴とするHLA-A型のアリルを同定する方法である。

### 【発明の効果】

#### [0007]

本発明にかかるプローブセット及びそれを用いたHLA-Aアレルの同定によって、臓器移植、癌、糖尿病、その他多因子病において必要とされる体質判定、テーラーメイド医療に

出証特2005-3006391



【発明を実施するための最良の形態】

### [0008]

本発明のプローブセットを構成する各プローブは後述するアレルリストの各アレルにおける大文字表記の塩基を含む部分配列をそれぞれが有するものである。好ましくは、大文字の塩基を含む  $10\sim30$  の塩基からなる部分を選択し得られた部分塩基配列からなるプローブを用いてプローブセットを構成する。具体例としては、後述の表  $1-1\sim1-6$  のプローブリスト 1 または表  $2-1\sim2-6$  のプローブリスト 2 に挙げられた各プローブ群からプローブセットを構成することができる。例えば、プローブリスト 1 における 0 番のプローブは、A\*010101の最初の大文字(C)が含まれている部分「gccccgcttcatcgcC」の16 塩基配列からなるものであり、プローブリスト 2 におけるプローブ 0 番もまた同じアリルの最初の大文字の 2 を含む部分「cttcatcgcCgtgggcta」の 2 名塩基配列からなるものである。

### [0009]

なお、後述のアリルリストにおける「A\*」で示されている番号は、各アリルに付された固有の番号であり、日本組織適合性学会HLA標準化委員会による「アリル表記法」に従ったものである。

### [0010]

本発明にかかるアリルの同定方法におけるプローブによるアリルの検出には、例えば、2つの方法が可能である。一つはハイブリダイゼーション法によって検出する場合と、もう一つはPCR法によってハイブリダイゼーションをすることなしに直接検出する場合である。いずれの場合も、好ましくは十数個から二十数個程度の長さのオリゴヌクレオチドに、大文字で表した塩基を含むようにプローブが設計される。

### [0011]

また、本発明において提供されるプローブアレイは、各アリルを個別に同定するための変異塩基の組をプローブとして選択する位置で提示しているともいえる。この変異塩基を検出するための方法にもハイブリダイゼーション法による検出方法と、PCR法によってハイブリダイゼーションをすることなしに直接検出する方法が好適に利用できる。これらの場合にも、好ましくは十数個から二十数個程度の長さのオリゴヌクレオチドに、大文字で表した塩基を含むようにプローブが設計される。

#### [0012]

ハイブリダイゼーションによって変異を検出する場合は、プローブの中心付近にミスマッチが(即ち大文字で表した変異塩基が)来るようにプローブを設計したほうが、フルマッチとミスマッチの配列間でTmに差がつきやすく、ハイブリダイゼーションの反応温度を調節することによって、両者を分離しやすい。

### [0013]

一方PCR法によって直接変異を検出する場合は、酵素がアニールした二本鎖を認識して伸長しないよう、むしろ3'末端側にミスマッチを配置することが行われる。またAllel Spcific Primerのように、3'末端から2つ目にミスマッチを配置し、3個目に人為的にミスマッチを追加したり(東洋紡(株))、3'末端側にミスマッチを配置するがライゲーションによって、プローブの環状化を行う方法(アマシャムバイオサイエンス(株))、TaqMan-MGB法(ABI社)LNAを使った3'末端ミスマッチ(プロリゴ・ジャパン(株))など、いくつかのバリエーションが可能である。

#### [0014]

例えば、A\*230204番目の大文字表記の部分は「ggagcagTggagagC」であり、これに対応する同じ血清型のA\*2303の対応する部分は「ggagcagtTgagagc]であり、9番目に変異が生じている。これらの部分の一方の配列からなるプローブを用いれば、他方とはミスマッチによって区別が可能となる。

### 【実施例】

#### [0015]

以下実施例により本発明を更に説明する。

### [0016]

アマシャムバイオサイエンスのGFX Genomic Blood DNA Purification Kitを使って、人の血液1mlからDNAの抽出を行った。以下にプロトコールを示す。

#### 血液1ml

- ↓ +RBC Lysis Solution [溶血]
- ↓+血液サンプル (穏やかに混和)
- ↓室温、5分間
- ↓12,000~16,000×g、20秒間遠心
- ↓上清を20~50 µ1残して捨てる
- ↓沈殿物を再懸濁
- ↓ +Extraction Solution (激しくボルテックス)
- ↓室温、5分間 [DNAの抽出]
- ↓Collection TubeにGFX Columnをセット
- ↓溶出バッファーを70℃に加温
- ↓+サンプル
- ↓5,000×g、1分間遠心 (DNAの結合)
- ↓ +Extraction Solution (洗浄)
- ↓5,000×g、1分間遠心
- ↓ + Wash Solution (洗浄)
- ↓12,000×g、3分間遠心
- ↓GFX Columnを遠心チューブにセット
- ↓+純水で溶出
- ↓室温、1分間
- ↓5,000~8,000×g、1分間遠心
- 230 μ 1に濃縮調整……溶液 (1)

次にキアゲン社のQuantiTect SYBR Green PCR Kit、ABI社のGeneAmp5700を使って、定量PCRを行った。反応組成およびプロトコールを以下に示す。

1) 反応組成/well (96wellマイクロプレート)

QuantiTect SYBR Green 2×プレミクス:10μ1

溶液(1):1μ l

プローブリスト1の各プローブ(10 pmol/ $\mu$ 1):1 $\mu$ 1

ミックスプライマ(10 pmol/μ 1)注) : 3μ l

超純水:5μ1

(合計:20μ1)

注)以下の配列を持つ各10 pmol/μ l の水溶液各 l μ l

CCCATCTCAGGGTGAGGGGCT (配列番号: 6 3 2)

GCGCTGCAGCGTCTCCTTCC(配列番号:633)

GCCCAGGTCTGGGTCAGGGCCAG (配列番号: 6 3 4)

2) PCRプログラム

94℃:180secの後に(94℃:10sec+66℃:10sec+72℃:20sec)の30 cyclesを行った。

#### [0017]

5700ソフトウエア画面上のAmp PlotおよびDissociationカープおよびアレループローブ対応リスト1 (表  $3-1\sim3-9$ ) を参照して、A\*2402101であると同定された。

[0018]

#### 実施例2

人の血液1mlからのDNA抽出は、実施例1と同様に行った。次にタカラバイオ(株)のExTaq、ABI社のPCR装置9700を使って、人HLA-AのPCRを行った。反応組成およびプロトコールを以下に示す。

1) 反応組成/tube

Ex Tag 2×プレミクス: 20 μ 1

溶液 (1):3μl Cy-3 dUTP (1mM):2μl

ミックスプライマ(10 pmol/ $\mu$  1)注) :  $3\mu$  1

超純水:12μ l (合計::40μ l)

注) 以下の配列を持つ各10 pmol/μ l の水溶液各1μ l

ATGGCTCCCGAACCCTC (配列番号: 6 3 5) ATGGCGCCCGAACCCTC (配列番号: 6 3 6) CATCTCAGGGTGAGGGGCT (配列番号: 6 3 7)

2) PCR プログラム

94℃:180secの後に、(94℃:10sec+66℃:10sec+72℃ 20sec)の30cyclesを行った。

### [0019]

反応終了後、精製用カラム (QIAGEN QIAquick PCR Purification Kit) を用いて未反応のdNTPs等のClean Upを行った。

### [0020]

一方上述の検体に対して、アレルを同定するためのDNAマイクロアレイを作製した。作製の方法は、特開平11-187900号公報の実施例に従った。固相化のための官能基はSH基とし、ガラス基板上にシランカップリング処理を行い、2価性試薬のEMCS(N-(6-Maleimidocaproyloxy)succinimide)介してSH基と架橋した。各ドットのプローブには、プローブリスト2の各プローブを用いた。

### [0021]

次に先ほどの検体と作製したDNAマイクロアレイを用いて、ハイブリダイゼーションを行った。DNAマイクロアレイは予めBSA(牛血清アルブミン)1wt %加PBSで2時間ブロッキングした。検体はその塩濃度がPBSと等しくなるように、また0.1wt %SDS(ドデシル硫酸ナトリウム)、25% Form amideとなるように調整し、その $50\mu$ 1 を、先ほどのプロッキング済みDNAマイクロアレイと 6 0 ℃で2時間反応させ、未反応物を 2 ×SSC溶液(NaCl 300m M 、Sodium Citrate(trisodium citrate dihyAate,C6H5Na3・2H20)30mM、p.H. 7.0)で3回、続いて0.1×SSC溶液で2回洗浄した後風乾させ、Axon社製、GenePix 4000Bを用いで蛍光測定を行った。アレループローブ対応リスト 2 (表  $4-1\sim4-9$ ) を参照してA\* 2402101であるとが同定された。

### [0022]

アレルリスト

#### A\*010101:

#### A\*010102:

## A\*0102:

## A\*0103:

## A\*0106:

### A\*0107:

cggacgggcgcttcctccgcgggtaccggcaggacgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaacgaggacctgcgc tcttggaccgcggcggacatggcagctcagatcaccaagcgcaagtgggaggcggtccatgcggcggagcagcggagagt ctacctggagggcTggtgcgtggacgggctccgcagatacctggagaacgggaaggagagcgctgcagcgcacgg (配列 番号:7);

## A\*0109:

### A\*020101:

## A\*020102:

## A\*020103:



cttctggacaggagcagagatacacctgccatgtgcagcatgagggtttgcccaagcccctcaccctgagatggg(配列番号:11);

## A\*020104:

## A\*020105:

### A\*020106:

### A\*020107:


#### A\*020108:

## A\*020109:

## A\*0202:

#### A\*0203:

## A\*0204:



### A\*0205:

#### A\*0206:

#### A\*0207:

#### A\*0208;

 $tgggcgggctctcactccatgaggtatttctacac {\tt Ctccgtgtcccggcccggccgggggagccccgcttcatcgcagt}$ 

gggctacgtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgaggccggaggatggagccgcggggcgccgtggatagagcaggagggtccggagtattggagcggggagacacggaatgtgaaggcccactcacagactcaccgagtggacctgggagccctgcggggtactactacaaccagagcgaggccggttctcacaccctccagaggatgtatggctgcgacgtggggtcggactggcgcttcctGcgcgggtaccaccagtacgcctacgacggcaaggattacatcgcctgaaagaggacctgcgctcttggaccgcggggagacatggcagctcagaccacaagcacaagtgggaggcggcccatgtggcgagcagtggaggccctactggagagccctactggagagcacgtggaggcgcccatgtggaggagccctactggagagccctactggagagcacgtgcagtggagtggctccgcagatacctggagaacgggaaggagagcgctgcagcgcac(配列番号:24);

### A\*0209:

### A\*0210:

#### A\*0211:

## A\*0212:

atggccgtcatggcgccccgaaccctcgtcctgctactctcggggggCTctggccctgacccagacctgggcgggctctca ctccatgaggtatttcttcacatccgtgtcccggccggcgcgggggagccccgcttcatcgcagtgggctacgtggacg acacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggatggagccgcggggcgccgtggatagagcaggagggt ccggagtattgggacggggagacacggaaagtgaaggcccactcacagactcaccgagtggacctggggaccctgcggg ctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccgtccagaggatgtatggctgcgacggggtcggactggcgcttcc tccgcgggtaccaccagtacgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaaagaggacctgcgctcttggaccgcgg gacatggcagctcagaccaccaagtacgcgaaggaggcgcccatgTggcggagcagcAgagaggcctacctggagggcaC gtgcgtggagtggctccgcagatacctggagaacgggaaggagagcgccacggacgcaccgaacgccccaaaacgcatatga ctcaccacgctgtctctgaccatgaagccaccctgaggtgctgggccctgagcttctaccctgcggagatcacactgacc tggcagcgggatggggaggaccagacccaggacccaggactcgtggagaccaggcctgcaggggatggaaccttccagaa gtgggcggctgtggtggtgccttctggacaggagagaacacccccccagagaccaggactcgtgagaccatgagggtTtgcccaagcccc tcaccctgagatgggag (配列番号: 28);

#### A\*0213:

## A\*0214:

## A\*0216:

#### A\*021701:

### A\*021702:


### A\*0218:

### A\*0219:

gctctcactccatgaggtatttcttcacatccgtgtcccggcccggccgcggggagccccgcttcatcgcagtgggctac gtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggatggagccgcggggcgccgtggatagagca ggagggtccggagtattgggacggggagacacggaaagtgaaggcccactcacagactcaccgagtgGacctggggaccc tgcgcggctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccGtccagaggatgtatggctgcgacgtggggtcggactgg cgcttcctccgcgggtaccaccagatacgcctacgacggcaaggattacatcgccttgaaagaggacctgcgctcttggac cgcggcggacatggcGgctcagatcaccaagcgcaagtgggaggcggcccatgTggcggagcagcAgagagcctacctgg agggcaCgtgcgtggacgggctccgcagatacctgggagaaggagaggagacgctgcacgg (配列番号:35);

## A\*022001:

gctctcactccatgaggtatttcttcacatccgtgtcccggcccggcggggagccccgcttcatcgcAgtgggctac gtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggatggagccgcggggcgcgtggatagagca ggagggtccggagtattgggacGGggagacacggaatgtgaaggcccactcacagactCaccgagtggacctggggaccctgcgggctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccGtccagaGgatgtatggctgcgacgtggggtcggacTgg



## A\*022002:

## A\*0221:

### A\*0222:

#### A\*0224:

# A\*0225:

gtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggatggagccgcggggcgccgtggatagagca ggagggtccggagtattgggacggggagacacggaaagtgaaggccactcacagactcaccgagtggacctggggaccc tgcgcggctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccgtccagaggatgtatggctgcgacgtggggtcggactgg cgcttcctccgcgggtaccaccagtacgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaaagaggacctgcgctcttggac cgcggcggacatggcagctcagaccaccaagcacaagtgggagAcggcccatgTggcggagcagtTgagagcctacctgg agggcaCgtgcgtggagtggctccgcagatacctggagaacgggaaggagacgctgcagcgcacgg (配列番号: 4 1);

## A\*0226:

### A\*0227:

#### A\*0228:

## A\*0229:

#### A\*0230:



### A\*0231:

### A\*0233:

### A\*0234:

#### A\*0235:

cgcggcggacatggcagctcagaCcaccaagcacaagtgggaggcggcccatgTggcggagcagtTgagagcctacctggaggacaCgtgcgtggagTggctccgcagatacctggagaacgggaaggagacgctgcagcgcacgg(配列番号:50);

### A\*0236:

# A\*0237:

## A\*0238:

### A\*0239:

### A\*0240:

## A\*0241:

gtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggatggagccgcgggcgccgtggatagagca ggagggtccggagtattgggacgGggagacacggaaAgtgaaggcccactcacagactCaccgagtggacctggggaccc tgcgcggctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccGtccagaGgatgtatggctgcgacgtggggtcggacTgg cgcttcctccgcgggtaccagcagTacgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaaAgaggacctgcgctcttggac cgcggcggacatggcagctcagaCcaccaagcacaagtgggaggcggcccatgTggcggagcagtTgagagcctacctgg agggcaCgtgcgtggagTggctccgcagatacctggagaacgggaaggagacgctgcagcgcacgg (配列番号:5

## A\*0242:

### A\*0244:

### A\*0245:

gctctcactccatgaggtatttcttcacatccgtgtcccggcccggcggggaggccccgcttcatcgcAgtgggctac gtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggatggagccgggggcgccgtggatagagca ggagggtccggagtattgggaccaggagacacggaaAgtgaaggcccactcacagactCaccgagtggacctggggaccc tgcgcggctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccGtccagaGgatgtatggctgcgacgtggggtcggacTgg cgcttcctccgcgggtaccaCcagTacgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaaAgaggacctgcgctcttggac cgcggcggacatggcagctcagaCcaccaagcacaagtgggaggcggcccatgTggcggagcagtTgagagcctacctgg agggcaCgtgcgtggagTggctccgcagatacctggagaacgggaaggagacgctgcagcgcacgg (配列番号:59);

### A\*0246:

atggccgtcatggcgccccgaaccctcgtcctgctactctcggggggTCttggccctgacccagacctgggcgggctctca ctccatgaggtatttcttcacatccgtgtcccggccgggcgcgggggagccccgcttcatcgcagtgggctacgtggacg acacgcagttcgtgcggttcgacagcgccgcaggccagaggaggatggagccgcggggcgccgtggatagagcaggagggt ccggagtattgggacgaggagacaGggaaAgtgaaggcccactcacagactCaccgagtggacctggggaccctgcggg ctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccGtccagaGgatgtattggctgcgacgtggggtcggacTggcgcttcc tccgcgggtaccaccagtacgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaaagaggacctgcgctcttggaccgcggg gacatggcagctcagaccaccaagcacaagtgggaggcggcccatgTggcggagcagtTgagagcctacctggagggcaC gtgcgtggagtggctccgcagatacctggagaacgggaaggagaggagcgccacgg (配列番号:60); A\*0247:

agggcacgtgcgtggagtggctccgcagatacctggagaacgggaaggagacgctgcagcgcacgg(配列番号:61);

## A\*0248:

## A\*0249:

### A\*0250:

#### A\*0251:

## A\*0252:

### A\*0254:

## A\*0255:

#### A\*0257:

### A\*0258:

gctctcactccatgaggtatttcttcacatccgtgtcccggcccggccgcggggagccccgcttcatcgcagtgggctac gtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggatggagccgcggggcgccgtggatagagca ggagggtccggagtattgggacggggagacacggaaagtgaaggccaactcacagactcaccgagtggaccttgcggggaccc tgcgcggctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccCtccagaGgatgtatggctgcgacgtggggtcggactgg cgcttcctccgcgggtaccaccagtacgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaaagaggacctgcgctcttggaccgcgggacatggcagctcagaccaccaagcAcaagtgggaggcggcccatgTggcggagcagtTgagagCctacctgg agggcaCgtgcgtggaGTggctccgcagatacctggagaaacgggaaggagacgctgcagcgcacgg(配列番号:7

1);

A\*0259:

A\*0260:
gctctcactccatgaggtatttcttcacatccgtgtcccggcccggccgcggggagccccgcttcatcgcagtgggctac
gtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggatggagccgcggggcgccgtggatagagca
ggagggtccggagtattgggacggggagacacggaaagtgaaggcccactcacagactcaccgagtggacctggggaccc
tgcgcggctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccgtccagaggatgtatggctgcgacgtggggtcggactgg

3);

## A\*030101:

#### A\*030102:

#### A\*030103:

gctcccactccatgaggtatttcttcacatccgtgtcccggcccggcggggagccccgcttcatcgccgtgggctac gtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggatggagccgcggggcgccgtggatagagca ggagggTccggagtattgggaccaggagacacggaatgtgaaggcccaGtcacagactgaccgagtgGacctggggaccc tgcgcggctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccatccagataatgtatggctgcgacgtggggtcggacgggccggttctcacaccatccagataatgtatggctgcgacgtggggtcggacgggccgttcttcgacacgaggattacatcgccctgaacgaggacctgcgctcttggaccgggcgacatggcggacatggcggctcagatcaccaagcgcaagtgggaggcggcccatgAggcggagcagTTgagagcctacctggaTggcacgtgcgtggagtggctccgcagatacctggagaacgggaaggaggaggaggacgctgcacgg(配列番号:7

## 6); A\*0302:

## A\*0304:

#### A\*0305:

## A\*0307:

gtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggatggagccgcggggcgccgtggatagagca ggaggggccggagtattgggaccaggagacacggaatgtgaaggcccagtcacagactgaccgagtggacctggggaccc tgcgcggctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccatccagataatgtatggctgcgacgtggggtcggacgg cgcttcctccgcgggtaccggcaggacgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaacgaggacctgcgctcttggac cgcggcggacatggcggctcagatcaccaagcgcaagtgggaggcgcccatgTggcggagcagTTgagagcctacctgg aTggcacgtgcgtggagtggctccgcagatacctggagaacgggaaggagaggcgccacgg (配列番号:8

### A\*0308:

gctcccactccatgaggtatttcttcacatccgtgtcccggcccggccgcggggagccccgcttcatcgccgtgggctac gtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggatggagccgcggggcgccgtggatagagca ggagggggccggagtattgggaccaggagacacggaatgtgaaggccactcacagactgaccgagtgGacctggggaccc tgcgcggctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccatccagataatgtatggctgcgacgtggggtcggacgggccgttctcacaccatccagataatgtatggctgcgacgtggggtcggacgggccttcttggac cgcggcggacatggcgggtaccggcaggacgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaacgaggacctgcgctcttggac cgcggcggacatggcggctcagatcaccaagcgcaagtgggagggggcccatgAggcggagcagTTgagagcctacctggaTggcacgtgcgtggagtggctccgcagatacctggagaacgggaaggagaggagacgctgcacgg (配列番号:82);

## A\*0309:

### A\*0310:

gctcccactccatgaggtatttcttcacatccgtgtcccggcccggcggggagccccgcttcatcgccgtgggctac gtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggatggagccgcggggcgccgtggatagagca ggaggggccggagtattgggaccaggagacacggaatgtgaaggcccagtcacagactgaccgagtgGacctggggaccc tgcgcggctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccatccagataatgtatggctgcgacgtggggTcggacgg cgcttcctccgcgggtaccggcaggacgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaacgaggacctgcgctcttggac cgcggcggacatggcGgctcagatcaccaagcgcaagtgggaggcgcccatgTggcggagcagcAgagagcctacctgg agggcaCgtgcgtggaGTggctccgcagatacctggagaacgggaaggagagcgctgcagcgcacgg (配列番号:84);

### A\*110101:

#### A\*110102:

### A\*1102:

### A\*1103

#### A\*1104:

#### A\*1105:

A\*1106:

### 1);

## A\*1107:

## A\*1108:

### A\*1109:

## A\*1110:


## A\*1111:

### A\*1112:

### A\*1113:

## A\*1114:

### A\*2301:



## A\*2303:

## A\*2304:

### A\*2305:

gctcccactccatgaggtGtttctccacatccgtgtcccggccggggggagccccgcttcatcgccgtgggctac gtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggatggagccgggggcgccgtggatagagca ggaggggccggagtattgggacgaggagaaagtgaaggcccactcacagactgaccgaggaaacctgcggatcg cgctccgctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccctccagatgatgtttggctgcgacgtggggtcggacgggccggttctcacaccctccagatgatgtttggctgcgacgtggggtcggacgggccgttcttggac cgcttcctccgcgggtaccaccagtacgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaaagaggacctgcgctcttggac cgcggcggacatggcggctcagatcacccagcgcaagtgggagggggcccgtgtggcggagcagtTgagagcctacctgg agggcacgtgcgtggaggggctccgcagatacctggagaacgggaaggagaggcgcccgtgcagcgcacgg (配列番号:104);

### A\*2306:

cccaccaccccatctctgaccatgaggccactctgagatgctgggccctgggcttctaccctgcggagatcacactgacc tggcagcgggatggggaggaccagacccaggacacggagcttgtggagaccaggcctgcaggggatggaaccttccagaa gtgggcagctgtggtggtaccttctggagaggagcagagatacacctgccatgtgcagcatgagggtctgcccaagcccc tcaccctgagatgggag (配列番号:105);

### A\*2309:

#### A\*240201:

#### A\*240202:

#### A\*240203:

· · · · · ·

gtgggcagctgtggtggtaccttctggagaggagcagagatacacctgccatgtgcagcatgagggtctgcccaagcccctcacctgagatgggag(配列番号:109);

### A\*240204:

## A\*240301:

## A\*240302:

gctcccactccatgaggtatttctccacatccgtgtcccggcccggcggggagccccgcttcatcgccgtgggctacgtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggaggagccgggggcgggcggggccgtggatagagcaggggggccggagtattgggacgaggagaaagtgaaggcccactcacagactgaccgagagaaacctgcggatcgcgctccgctactacaaaccagagcgaggccggttctcacaccctccagatgatgtttggctgcgacgtggggtcggacggccggttctcacaccctccagatgatgtttggctgcgacgtggggtcggacggcccgttctcggacggggacatggcgggtaccaccagtacgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaaaagaggacctgcgctcttggaccgcggggggacatggcggctcagatcaccaagcgcaagtgggaggcggcccatgtgggggagagcAgagagCctacctggagaggcaCgtgcgtggagGTggctccgcagatacctggagaaacgggaaggagagcgctgcagcgcactg(配列番号:12);

## A\*2404:

## A\*2405:

cgctccgctactacaaccagaggcggggttctcacaccctccagatgatgtttggctgcgacgtggggtcggacggg cgcttcctccgcgggtaccaccagtacgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaaagaggacctgcgctcttggac cgcggcggacatggcggctcagatcaccCagcgcaagtgggaggcggcccatgtggcggagcagcAgagaggCctacctgg agggcaCgtgcgtggacgggctccgcagatacctggagaacgggaaggagagcgctgcagcgcacgg (配列番号: 1 14);

## A\*2406:


gctcccactccatgaggtatttctccacatccgtgtcccggcccggcgcggggagccccgcttcatcgccgtgggctac gtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggattggagccgcggggcgccgtggatagagca ggagggggccggagtattgggacgaggagaaagtgaaggcccactcacagactgaccgagagaaactgcggatcg cgctccgctactacaaccagaggaggccggttctcacaccctccagatgatgtttggctgcgacgtggggtcggacgg cgcttcctccgcgggtaccaccagtacgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaaAgaggacctgcgctcttggac cgcggcggacatggcGgctcagatcaccaagcgcaagtgggaggcggcccatgTggcggagcagTggagagCctacctgg agggcaCgtgcgtggacgggctccgcagatacctggagaaacgggaaggagacgctgcacgg(配列番号:1

## 15); A\*2407:

### A\*2408:

#### A\*2410:

18); A\*2413:



# A\*2414:

# A\*2415:

## A\*2417:

gctcccactccatgaggtatttctccacatccgtgtcccggcccggcggggagccccgcttcatcgccgtgggctac gtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggatggagccgcggggcgccgtggatagagca ggaggggccggagtattgggacgaggagacaGggaaagtgaaggcccactcacagactgaccgagagaacctgcggatcg cgctcCgctactacaaccagaggaggCcggttctcacaccctccagatgatgtTtggctgcgacgtggggTcggacggg cgcttcctccgcgggtaccggcaggacgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaaAgaggacctgcgctcttggac cgcggggacatggcGgctcagatcaccaagcgcaagtgggaggcggcccatgtggcggagcagcAgagagCctacctgg agggcaCgtgcgtggacgggctccgcagatacctggagaaacgggaaggagacgctgcagcgcacgg (配列番号:122);

## A\*2418:

#### A\*2419:

cgcggcggacatggcGgctcagatcaccaagcgcaagtgggaggcggcccatgtggcggagcagcAgagagCctacctggaggcaCgtgcgtggacgggctccgcagatacctggagaacgggaaggagaggaggcgctgcagggcacgg (配列番号: 124);

## A\*2420:

## A\*2421:

## A\*2422:

## A\*2423:

## A\*2424:

agggcaCgtgcgtggacgggctccgcagatacctggagaacgggaaggagacgctgcagcgcacgg(配列番号:129);

## A\*2425:

gctcccactccatgaggtGtttctccacatccgtgtcccggccgggggggagccccgcttcatcgccgtgggctac gtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggatggagccggggcgccgtggatagagca ggaggggccggagtattgggacgaggagaaagtgaaggcccactcacagactgaccgaggaaacctgcggatcg cgctccgctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccctccagatgatgtttggctgcgacgtggggtcggacggg cgcttcctccgcgggtaccaccagtacgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaaagaggacctgcgctcttggac cgcggcggacatggcggctcagatcaccaagcgcaagtgggaggcggcccatgtggcggagcagcAgagagcctacctgg agggcacgtgcgtggacgggctccgcagatacctggagaaacgggaaggagacgctgcagcgcacgg (配列番号:130);

### A\*2426:

#### A\*2427:

## A\*2428:

#### A\*2429:

#### A\*2430:

gtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggatggagccgcggggcgccgtggatagagca ggaggggccggagtattgggacgaggagacaGggaaagtgaaggcccactcacagactCaccgagagaaacctgcggatcg cgctcCgctactacaaccagagcgaggCcggttctcacaccctccagatgatgtTtggctgcgacgtggggTcggacggg cgcttcctccgcgggtaccaccagTacgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaaAgaggacctgcgctcttggac cgcggcggacatggcGgctcagatcaccaagcgcaagtgggaggcggcccatgtggcggagcagcAgagagCctacctgg agggcaCgtgcgtggacgggctccgcagatacctggagaacgggaaggagagcgctgcagcgcacgg (配列番号: 1 35);

# A\*2431:

# A\*2432:

### A\*2433:

### A\*2434:

## A\*2435:

cgctccgctactacaaccagaggcggggccggttctcacaccctccagatgatgtttggctgcgacgtggggtcggacggg cgcttcctccgcgggtaccaccagtacgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaaagaggacctgcgctcttggac cgcggcggacatggcggctcagatcaccaagcgcaagtgggaggcggcccatgtggcggagcagcaggagagcctacctgg agggcacgtgcgtggacgggctccgcagatacctggagaaacgggaaggagagcgctgcagcgcacgg (配列番号: 1 4 0);

## A\*2437:

## 4 1); A\*2438:

# A\*2501:


#### A\*2502

# A\*2504:

# A\*2601:

#### A\*2602:

#### A\*2603:




# A\*2605:

## A\*2606:

## A\*2607:

atggccgtcatggcgccccgaaccctcgtctctgctactctcgggggccctggccctgacccagacctgggcggctccca ctccatgaggtatttctacacctccgtgtcccggccgggcgcggggagccccgcttcatcgccgtgggctacgtggacg acacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgcgcgagccagaggatggagccgcggggcgccgtggatagagcaggaggg ccggagtattgggacgggagacacggaaAgtgaaggcccactcacagactgaccgagcgaacctggggaccctgcgg ctactacaaccagagcgaggacggttctcacaccatccagaggatgataggcgacgtgggaccggacgggcgcttcc tccgcgggtaccagcaggacgcttacgacggcaaggattacatcgccctgaacgaggacctgcgctcttggaccgcgg gacatggcggctcagatcacccagcgcaagtgggagacggcccatgaggcggagcagTggagagcctacctggaggccg gtgcgtggagtggctccgcagatacctggagaacgggaaggaggacgctgcaggacgccccaagacgacgcatatga



A\*2608:

#### A\*2609:

# A\*2610:

gctcccactccatgaggtatttctacacctccgtgtcccggcccggccgcggggagccccgcttcatcgccgtgggctac gtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggatggagccgcggggcgccgtggatagagca ggaggggccggagtattgggaccggaacacacggaatgtgaaggcccactcacagactgaccgagcgaacctggggaccc tgcgcggctactacaaccagagcgaggacggttctcacaccatccagaggatgtatggctgcgacgtggggccggacggg cgcttcctccgcgggtaccagcaggacgcttacgacggcaaggattacatcgccctgaaAgaggacctgcgctcttggac cgcggcggacatggcggctcagatcaccCagcgcaagtgggagAcggcccatgAggcggagcagTggagagcctacctgg agggccggtgcgtggagtggctccgcagatacctggagaaacgggaaggagagcgctgcagcgcacgg (配列番号:1

# 5 6); A\*2612:

#### A\*2613:

gctcccactccatgaggtatttctacacctccgtgtcccggcccggcgggggagccccgcttcatcgccgtgggctac gtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgaggccagaggatggagccgcggggcgcgtggatagagca ggaggggccggagtattgggaccggaacacacggaatgtgaaggcccaGtcacagactgaccgagcgaacctggggaccc tgcgcggctactacaaccagagcgaggacggttctcacaccatccagaggatgtatggctgcgacgtggggccggacgggccggttctccccgcgggtaccAgcaggacgcttacgacggcaaggattacatcgccctgaacgaggacctgcgctcttggac

cgcggcggacatggcggctcagatcaccCagcgcaagtgggagAcggcccatgAggcggagcagTggagagcctacctggaggccggttgcgtggagtggctccgcagatacctggagaacgggaaggagacgctgcagcgcacgg(配列番号:158);

# A\*2614:

# A\*2615:

#### A\*2616:

# A\*2617:

# A\*2618:

ページ: 39/

agggccggtgcgtggagtggctccgcagatacctggagaacgggaaggagacgctgcagcgcacgg(配列番号:163);

## A\*29010101:

#### A\*2902:

# A\*2903:

#### A\*2904:

\* : :

#### A\*2905:

# A\*2906:

### A\*2907:

#### A\*3001:

#### A\*3002:

#### A\*3003:

# A\*3004:

# A\*3006:

# A\*3007:

## A\*3008:

cccaccaccccatctctgaccatgaggccaccctgaggtgctggggccttgggcttctaccctgcggagatcacactgacc tggcagcgggatggggaggaccagacccaggacacggagctcgtggagaccaggcctgcaggggatggaaccttccagaa gtgggcggctgtggtggtgccttctggagaggagcagagatacacctgccatgtgcagcatgagggtctgcccaagcccc tcaccctgagatgggag (配列番号:177);

A\*3009:

gctcccactccatgaggtatttctccacatccgtgtcccggcccggcagtggAgagccccgcttcatcgcagtgggctac gtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggatggagccgcggggcgccgtggatagagca ggagaggcctgagtattgggaccaggagacacggaatgtgaaggcccactcacagactgaccgagagaacctggggaccc tgcgcggctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccatccagataatgtatggctgcgacgtggggtcggacggg cgcttcctccgcgggtatgaacagcacgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaacgaggacctgcgctcttggac cgcggcggacatggcggctcagatcacccagcgcaagtgggagggggcccgtgTggcggagcagtTgagagcctacctgg agggcacgtgcgtggagTggctccgcagatacctggagaacgggaaggagagacgctgcagcgcacgg (配列番号: 1 78);

# A\*3010:

### A\*3011:

#### A\*3012:

# A\*310102:

#### A\*3102:

### A\*3103:

### A\*3104:

#### A\*3105:

86);

A\*3106:

A\*3107:

A\*3108:

8 9); A\*3109:

A\*3201:

A\*3202:

#### A\*3203:

# A\*3204:

### A\*3205:

### A\*3206:

96); A\*3207:

ggaggggccggagtattgggaccaggagacacggaatgtgaaggcccactcacagactgaccgagagaGcctgcggatcg cgctccgctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccatccagatgatgtatggctgcgacgtggggccggacggg cgcggcggacatggcggctcagatcacccagcgcaagtgggaggcggcccGtgTggcggagcagtTgagagcctacctggagggcaCgtgcgtggagTggctccgcagatacctggagaacgggaaggagacgctgcagcgcacgg(配列番号:1

97);

A\*3301:

ccggagtattgggaccggaacacacggaatgtgaaggcccactcacagattgaccgagtggacctggggaccctgcgcgg $\verb|ctactacaaccagaggcgggttctcacaccatccagatgatgtatggctgcgacgtggggtcggacgggcgcttcc||$ tccgcgggtaccagcaggacgcctacgacggcaaggattacatcgccttgaacgaggacctgcgctcttggaccgcggcggacatggcggctcagatcacccagcgcaagtgggaggcggcccgtgtggcggagcagttgagagcctacctggagggcac $\tt gtgcgtggagtggctccgcagacacctggagaacgggaaggagacgctgcagcgcacggaccccccaGgacgcatatga$  $\verb|ctcaccacgctgtctctgaccatgaggccaccctgaggtgctgggccctgagcttctaccctgcggagatcacactgacc||$ tgg cag cgg gat ggg gag accagac cag gac acgg gac tcgt gg gag accag gcct gcag ggg at gg aacctt ccag aaccag gag accag gag acca $\tt gtgggcgtctgtggtggtgccttctggacaggagcagagatacacctgccatgtgcagcatgagggtctccccaagcccc$ tcaccctgagatgggag(配列番号:198);

A\*3303:

 $\verb|ctactacaaccagaggcgggttctcacaccatccagatgatgtatggctgcgacgtggggtcggacgggcgcttcc||$ tccgcgggtaccagcaggacgcctacgacggcaaggattacatcgccTtgaacgaggacctgcgctcttggaccgcggcggacatggcggctcagatcacccagcgcaagtgggaggcggcccgtgtggcggagcagttgagagcctacctggagggcac gtgcgtggagtggctccgcagatacctggagaacgggaaggagacgctgcagcgcacggacccccccaagacgcatatga  $\verb|ctcaccacgctgtctctgaccatgaggccaccctgaggtgctgggccctgagcttctaccctgcggagatcacactgacc||$  $\tt gtgggcgtctgtggtggtgccttctggacaggagcagagatacacctgccatgtgcagcatgagggtctCcccaagcccc$ tcaccctgagatgggag(配列番号:199);

ggaggggccggagtattgggaccggaacacacggaatgtgaaggcccactcacagattgaccgagtggacctggggaccctgcgcggctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccatccagatgatgtatggctgcgacgtggggtcggacgggcgcggcggacatggcggctcagatcacccagcgcaagtgggaggcggcccgtgtggcggagcagttgagagcctacctgg agggcacgtgcgtggagtggctccgcagacacctggagaacgggaaggaggcgctgcagcgcacgg(配列番号:2

00);

A\*3305:

 $\tt gtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggatggagccgcggggcgccgtggatagagcG$ ggaggggccggagtattgggaccggaacacacggaatgtgaaggcccactcacagattgaccgagtggacctggggaccctgcgcggctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccatccagatgatgtatggctgcgacgtggggtcggacggg cgcttcctccgcgggtaccagcaggacgcctacgacggcaaggattacatcgccttgaacgaggacctgcgctcttggac cgcggcggacatggcggctcagatcacccagcgcaagtgggaggcggcccgtgtgggcggagcagttgagagcctacctgg agggcacgtgcgtggagtggctccgcagacacctggagaacgggaaggagaggagcgctgcagcgcacgg (配列番号: 2 0 1);

## A\*3306:

#### A\*3401:

#### A\*3402:

#### A\*3403:

#### A\*3404:

### A\*3405:

# 07); A\*3601:

#### A\*3602:

#### A\*3603:

tggcagcgggatggggaggaccagacccaggacacggagctcgtggagaccaggcctgcaggggatggaaccttccagaa gtgggcggctgtggtggtgccttctggagaggagcagagatacacctgccatgtgcagcatgagggtctgcccaagcccc tcaccctgagatgggag(配列番号:210);

### A\*3604:

# 1 1); A\*4301:

### A\*6601:

#### A\*6602:

tcaccctgagatgggag(配列番号:214);

#### A\*6603:

# A\*6604:

### A\*680101:

#### A\*680102:

#### A\*6802:

ctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccatccagaggatgtatggctgcgacgtggggccggacgggcgcttcc tccgcgggtaccaccagtacgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaaagaggacctgcgctcttggaccgcggcg gacatggcagctcagaccaccaagcacaagtgggaggcggcccatgtggcggagcagtggagagcctacctggagggcac gtgcgtggagtggctccgcagatacctggagaacgggaaggagagcgctgcagcgcacggacgccccaaaacgcatatga ctcaccacgctgtctctgaccatgaagccaccctgaggtgctgggccctgagcttctaccctgcggagatcacactgacc tggcagcgggatggggaggaccagacccaggaccaggagctcgtggagaccaggcctgcagggatggaaccttccagaa gtgggtggctgtggtggtgccttctggacaggagcagagatacacctgccatgtgcagcatgagggtTtgcccaagccc tcaccctgagatgggag (配列番号:219);

#### A\*680301:

#### A\*680302:

# A\*6804:

#### A\*6805:

# A\*6806:

gtggacgacacgcagttcgtgcggttcgacagcgacgccgcgagccagaggatggagccgcggggcgccgtggatagagca ggaggggccggagtattgggaccggaacacacggaatgtgaaggcccaGtcacagactgaccgagtggacctggggaccc tgcgcggctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccatccagatgatgtatggctgcgacgtggggtcggacggg cgcttcctccgcgggtatgaAcagcacgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaaagaggacctgcgctcttggac cgcggcggacatggcagctcagaccaccaagcAcaagtgggaggcggcccatgTggcggagcagtggagagcctacctgg agggcacgtgcgtggagtggctccgcagatacctggagaacgggaaggagacgctgcagcgcacgg(配列番号:2 24);

# A\*6807:

## A\*6808:

#### A\*6809:

#### A\*6810:

#### A\*6812:

acagcgacgccgcgagccagaggatggagccgcggggcgccgtggatagagcaggaggggccggagtattgggaccggaac acacggaatgtgaaggcccaGtcacagactgaccgagtggacctggggaccctgcgcggctactacaaccagagcgaggc cggttctcacaccatccagatgatgtatggctgcgacgtggggtcggacgggcgcttcctccgcgggtaccggcaggacg cctacgacggcaaggattacatcgccctgaaagaggacctgcgctcttggaccgcgggacatggcagctcagatcacc aagcacaagtgggaggcggcccatgtggcggagcagTggagagcctacctggagggcacgtgcgtggagtggctccgcag atacctggagaacgggaag (配列番号:229);

## A\*6813:

# A\*6814:

#### A\*6815:

#### A\*6816:

ccggagtattgggaccggaacacacggaatgtgaaggcccagtcacagactgaccgagtggacctggggaccctgcgcgg ctactacaaccagagcgaggccggttctcacaccatccagatgatgtatggctgcgacgtggggtcggacgggcgcttcc tccgcgggtaccggcaggTcgcctacgacggcaaggattacatcgccctgaaagaggacctgcgctcttggaccgcggg gacatggcagctcagaccaccaagcacaagtgggaggcggcccatgtggcggagcagtggagagcctacctggagggcac gtgcgtggagtggctccgcagatacctggagaacgggaaggagagcgccacggacgcaccaaaacgcatatga ctcaccacgctgtctctgaccatgaagccaccctgaggtgctgggccctgagcttctaccctgcggagatcacactgacc tggcagcgggatgggaggaccagacccaggacccaggactcgtggagaccaggcctgcaggggatggaaccttccagaa gtgggtggctgtggtggtgccttctggacaggagcagagatacacctgccatgtgcagcatgagggtTtgcccaagccc tcaccctgagatgggag (配列番号:234);

#### A\*6819:

#### A\*6820:

#### A\*6821:

# A\*6822:

# A\*6901:

#### A\*7401:

#### A\*7402:

#### A\*7403:

### A\*7404:

## 244);

#### A\*7405:

# A\*7406:

# 4 6); A\*7407:

## 47); A\*7408:

## 4 8); A\*7409:

57/

A\*8001:

以下、表 $1-1\sim1-6$ にプロープリスト1を、表 $2-1\sim2-6$ にプロープリスト2を示す。

[0023]

# 【表1】

# 表1-1

プローブ番号	塩基配列	
0	g ccc cgc ttc atc gcC	(配列番号:251)
1	gac cag gag aca cgg aat A	(配列番号:252)
2	gcg gag cag cgg aga gT	(配列番号:253)
3	a gtc tac ctg gag ggc C	(配列番号:254)
4	gtc tac ctg gag ggc cG	(配列番号:255)
5	agg tgc tgg gcc ctg G	(配列番号:256)
6	g gtg gtg cct tct gga G	(配列番号:257)
7	c acc ctg aga tgg gag cT	(配列番号:258)
8	cc ctg aga tgg gag ctG	(配列番号:259)
9	g gac atg gca gct cag atT	(配列番号:260)
10	cac tcc atg agg tat ttc tC	(配列番号:261)
11	c cgg ccc ggc agt ggA	(配列番号:262)
12	t tot cac acc atc cag atG	(配列番号:263)
13	c cat gcg gcg gag cag T	(配列番号:264)
14	cat gcg gcg gag cag tT	(配列番号:265)
15	ata gag cag gag agg ccT	(配列番号:266)
16	c tca cag act gac cga gA	(配列番号:267)
17	c tac aac cag agc gag gC	(配列番号:268)
18	ga gtc tac ctg gag ggc T	
19	gtg gac gac acg cag ttA	
20	tg cta ctc tcg ggg gcT	(配列番号:271)
21	g gcc cac tca cag act C	
22	g gcc ggt tct cac acc G	
23	t tct cac acc gtc cag aG	
24	c gac gtg ggg tcg gac T	
25	gg gag gcg gcc cat gT	
26	c cat gtg gcg gag cag tT	
27	gcc tac ctg gag ggc aC	
28	ga gct gtg gtc gct gcT	
29	ag ccc cgc ttc atc gcA	
30	ccg gag tat tgg gac gG	(配列番号:281)

[0024]

# 【表2】

# 表1-2

プローブ番号	塩基配列	
31	gac ggg gag aca cgg aaA	(配列番号:282)
32	c ctc cgc ggg tac caC	(配列番号:283)
33	c cgc ggg tac cac cag T	(配列番号:284)
34	g gat tac atc gcc ctg aaA	(配列番号:285)
35	g gac atg gca gct cag aC	(配列番号:286)
36	g ggc acg tgc gtg gag T	(配列番号:287)
37	gcc cac tca cag act caT	(配列番号:288)
38	tg cgc tct tgg acc gcA	(配列番号:289)
39	at tac atc gcc ctg aaa gaA	(配列番号:290)
40	g ggg tcg gac tgg cgA	(配列番号:291)
41	tcc cgg ccc ggc cgT	(配列番号:292)
42	cat gtg cag cat gag ggt T	(配列番号:293)
43	gac cag acc cag gac acA	
44	c cat gtg gcg gag cag T	(配列番号:295)
45	cg gac tgg cgc ttc ctG	
46	cc aag cac aag tgg gag A	
47	tgg gag acg gcc cat gA	
48	c cat gag gcg gag cag T	
49	cc atg agg tat ttc tac acC	
50	c acc gtc cag agg atg tG	
51	gtg gag acc agg cct gA	
52	c acc gtc cag agg atg tT	
53	g aag gcc cac tca cag aT	
54	cat gtg gcg gag cag cA	
55	gg gag gcg gcc cat gA	
56	cat gag gcg gag cag cA	
57	gcc tac ctg gag ggc gA	
58	ac acc ctc cag atg atg tT	
59	g agg tgc tgg gcc ctg A	
60	gg acc gcg gcg gac aA	(配列番号:311)

[0025]



# 表1-3

プローブ番号	塩基配列	
61	ca cag act cac cga gtg G	(配列番号:312)
62	c gcg gcg gac atg gcG	(配列番号:313)
63	gt ccg gag tat tgg gac G	(配列番号:314)
64	ac ggg gag aca cgg aaC	(配列番号:315)
65	ca gtg ggc tac gtg gac A	(配列番号:316)
66	tgg gag acg gcc cat gT	(配列番号:317)
67	c cat gag gcg gag cag tT	(配列番号:318)
68	a gct cag acc acc aag cA	(配列番号:319)
69	cat gcg gcg gag cag cA	(配列番号:320)
70	cg tgg ata gag cag gag A	(配列番号:321)
71	gac ggg gag aca cgg C	(配列番号:322)
72	c tgg gcg ggc tct caG	(配列番号:323)
73	tc gac agc gac gcc gG	(配列番号:324)
74	c acc gtc cag agg atg tC	(配列番号:325)
75	cgg aaa gtg aag gcc caG	(配列番号:326)
76	g gcc cag tca cag act C	(配列番号:327)
77	g gct cag atc acc aag cA	(配列番号:328)
78	gcg gag cag ttg aga gC	(配列番号:329)
79	g ggc acg tgc gtg gaG	(配列番号:330)
80	g tgg gag gcg gcc cG	(配列番号:331)
81	gg gag gcg gcc cgt gT	(配列番号:332)
82	c cgc ggg tac cag cag T	(配列番号:333)
83	g gag ccc cgc ttc atc T	(配列番号:334)
84	gac cag gag aca cgg aaA	(配列番号:335)
85	at tgg gac gag gag aca G	(配列番号:336)
86	gac gag gag aca ggg aaA	(配列番号:337)
87	g aag gcc cac tca cag aG	(配列番号:338)
88	g agg tat ttc ttc aca tcc A	
89	ttc ctc cgc ggg tat gaA	
90	gag tat tgg gac cgg aaC	(配列番号:341)

[0026]

# 【表 4】

# 表1-4

プローブ番号	塩基配列	
91	cgg aat gtg aag gcc caG	(配列番号:342)
92	g gcc ggt tct cac acc C	(配列番号:343)
93	t tet cac acc etc cag aG	(配列番号:344)
94	c cgg ccc ggc cgc gA	(配列番号:345)
95	cgc ggg tac cac cag tT	(配列番号:346)
96	ca cag act gac cga gtg G	(配列番号:347)
97	g ttg aga gcc tac ctg gaT	(配列番号:348)
98	cat gag gcg gag cag cT	(配列番号:349)
99	ctg aga gcc tac ctg gaT	(配列番号:350)
100	tgg ata gag cag gag ggT	(配列番号:351)
101	cag aga gcc tac ctg gaT	(配列番号:352)
102	ggc ctg gtt ctc ctt gC	(配列番号:353)
103	g aga gcc tac ctg gat gC	(配列番号:354)
104	ggc tgc gac gtg ggg T	(配列番号:355)
105	g ggc cgg tgc gtg gaG	(配列番号:356)
106	ggc cgg tgc gtg gag T	(配列番号:357)
107	gc tct tgg acc gcg gcA	(配列番号:358)
108	gg ccc ggc cgc ggg A	(配列番号:359)
109	gg gag gcg gcc cgt gA	(配列番号:360)
110	cgt gag gcg gag cag cA	(配列番号:361)
111	g gca gct cag atc acc G	(配列番号:362)
112	g ccg gac ggg cgc ttA	
113	g cag aga gcc tac ctg C	(配列番号:364)
114	g ccg gag tat tgg gac cT	
115	g gca gct cag atc acc aG	
116	g gag gcg gcc cgt cG	(配列番号:367)
117	ac gag gag aca ggg aaa G	
118	cc cag ccc acc gtc cA	(配列番号:369)
119	c cgt gtg gcg gag cag T	
120	gcg gag cag tgg aga gC	(配列番号:371)

[0027]

# 【表 5】

# 表1-5

プローブ番号	塩基配列
121	ggc aag gat tac atc gcc T (配列番号:3 7 2)
122	cgt gtg gcg gag cag tT (配列番号:373)
123	c tcc cac tcc atg agg tG(配列番号:374)
124	cg ctc cgc tac tac aac G (配列番号:375)
125	ctg cgg atc gcg ctc C (配列番号:376)
126	gcg gag cag cag aga gC(配列番号:377)
127	a tct tcc cag ccc acc G(配列番号:378)
128	ctg ggc ttc tac cct gcA (配列番号:379)
129	cgc ggg tac cac cag taT (配列番号:380)
130	ag acg ctg cag cgc acT(配列番号:381)
131	g gcg gct cag atc acc C(配列番号:382)
132	ggg aaa gtg aag gcc caG(配列番号:383)
133	cc tgg gca ggc tcc caA (配列番号:3 8 4)
134	g ggc acg tgc gtg gac T(配列番号:385)
135	gac ggg cgc ttc ctc cA(配列番号:386)
136	gg acc gcg gcg gac aG(配列番号:387)
137	cg gag tat tgg gac gag C (配列番号:388)
138	a cag act gac cga gag aG(配列番号:389)
139	c cag agg atg gag ccg T (配列番号:390)
140	g agc cag agg atg gag cT(配列番号:391)
141	gc tcc cac tcc atg agC(配列番号:392)
142	g cct gca ggg gat ggG(配列番号:393)
143	c cag cgc aag tgg gag A(配列番号:394)
144	c cgc ggg tac cag cag A (配列番号:395)
145	gcc tac ctg gag ggc cT(配列番号:396)
146	tc cgc ggg tac cag cG(配列番号:397)
147	ttc ctc cgc ggg tac cA(配列番号:398)
148	gg tac cag cag gac gcT(配列番号:399)
149	cg cag ttc gtg cgg ttG(配列番号:400)
150	c cag agc gag gac ggt A(配列番号:401)

[0028]

# 【表 6】

# 表1-6

プローブ番号	塩基配列
151	cag atg atg tat ggc tgc C (配列番号: 4 0 2)
152	g atg gag ccg cgg gcA (配列番号: 4 0 3)
153	g gac ctg cag aca cgg C (配列番号: 404)
154	gag acg ctg cag cgc G (配列番号: 405)
155	tgg gag gcg gcc cgt T (配列番号: 406)
156	gg gag gcg gcc cgt C (配列番号: 407)
157	g ggc tac gtg gac gac G (配列番号: 408)
158	cac acc atc cag ata atg C (配列番号: 409)
159	gtg cag cat gag ggt ctC (配列番号: 4 1 0)
160	gg tac cgg cag gac gcT (配列番号: 4 1 1)
161	c cac tcc atg agg tat ttc A (配列番号:412)
162	g aca cgg aat gtg aag gG(配列番号:413)
163	c cta gtt ctc ttt gga gct A (配列番号:414)
164	gg ccg gac ggg cgc C(配列番号:415)
165	gcc tac ctg gat ggc aC(配列番号:416)
166	t ggc acg tgc gtg gag T (配列番号:417)
167	gac cag gag aca ggg aaA (配列番号:418)
168	gc acg gac ccc ccc aG(配列番号:419)
169	ac gag gac ctg agc tcC (配列番号:420)
170	gcg ccg tgg ata gag cG (配列番号:421)
171	g cgg gcg ccg tgg atG (配列番号:422)
172	c ccc atc gtg ggc atc C (配列番号:423)
173	ctg cag cgc acg gac G (配列番号:424)
174	g gac gcc ccc aag acG (配列番号:425)
175	ctc ttt gga gct gtg atc G (配列番号:426)
176	gac ggc aag gat tac atc T (配列番号:427)
177	gtc tac ctg gag ggc aC (配列番号:428)
178	cgg aga gcc tac ctg gaT (配列番号: 429)
179	g gac ggt tct cac acc C (配列番号: 430)
180	g ggc gag tgc gtg gag T (配列番号:431)

[0029]

# 【表7】

# 表1-7

プローブ番号	塩基配列
181	g gag tgg ctc cgc aga C (配列番号: 4 3 2)
182	ga acc ttc cag aag tgg gT (配列番号: 433)
183	cc atg agg tat ttc tac acT (配列番号: 434)
184	g agg tat ttc tac acc tcc A (配列番号: 435)
185	cgc ggg tac cgg cag C (配列番号: 436)
186	cat gtg gcg gag cag cT (配列番号: 437)
187	g ccg gag tat tgg gac G (配列番号: 438)
188	ag tgg gag gcg gcc cT (配列番号: 439)
189	gc ggg tac cgg cag gT (配列番号: 4 4 0)
190	tgg aga gcc tac ctg gaT (配列番号: 441)
191	tg ggg tcg gac ggg cA (配列番号: 442)
192	gc aga tac ctg gag aac C (配列番号: 4 4 3)
193 194	gac ctg ggg acc ctg cA (配列番号:444)
194	gt tct cac acc atc cag aG (配列番号:445)
196	g gcc ctg acc cag acc A (配列番号:446)
197	c ctc ctc ctg cta ctc tT (配列番号:447)
198	ctc ctc cgc ggg tac cA(配列番号:448)
199	gac cga gtg gac ctg gC (配列番号:449)
200	g aag gcc cac tca cag G (配列番号:450)
201	ca cag att gac cga gtg G (配列番号:451)
202	c aag tgg gag gcg gcc A (配列番号: 452)
203	c ttc aca tcc gtg tcc cC (配列番号: 453)
	cag ccc acc atc ccc atT (配列番号:454)

[0030]

# 【表8】

# 表2-1

プローブ番号	塩基配列
0	c ttc atc gcC gtg ggc ta (配列番号:455)
1	
2	aca cgg aat Atg aag gcc c (配列番号: 456)
3	g cgg aga gTc tac ctg g (配列番号: 457)
4	g gag ggc Cgg tgc gtg (配列番号: 458)
5	g gag ggc cGg tgc gtg (配列番号:459)
6	gg gcc ctg Ggc ttc tac (配列番号: 460)
7	gtg gtg gtG cct tct gg (配列番号: 461)
8	cct tct gga Gag gag cag (配列番号: 462)
9	a gct cag atT acc aag cgc (配列番号: 463)
10	gg tat ttc tCc aca tcc gt (配列番号: 464)
11	ggc agt ggA gag ccc c (配列番号: 465)
12	c atc cag atG atg tat ggc (配列番号: 4.6 6)
13	cg gag cag Ttg aga gcc (配列番号: 467)
14	cg gag cag tTg aga gcc t (配列番号: 468)
15	g gag agg ccT gag tat tg (配列番号: 469)
16	ct gac cga gAg aac ctg g (配列番号: 470)
17	g agc gag gCc ggt tct c (配列番号: 471)
18	g gag ggc Tgg tgc gtg (配列番号:472) c acg cag ttA gtg cgg tt (配列番号:473)
19	
20	tcg ggg gcT ctg gcc c (配列番号:474) g aca cgg aaA gtg aag gc (配列番号:475)
21	tca cag act Cac cga gtg (配列番号:476)
22	ct cac acc Gtc cag agg (配列番号: 4 7 7)
23	cc gtc cag aGg atg tat g (配列番号: 4 7 8)
24	gg tcg gac Tgg cgc ttc (配列番号: 4 7 9)
25	g gcc cat gTg gcg gag (配列番号:4/9)
26	g gag ggc aCg tgc gtg (配列番号: 480)
27	cat gag ggt Ttg ccc aag (配列番号: 487)
28	c ttc atc gcA gtg ggc ta (配列番号: 482)
29	t tgg gac gGg gag aca c (配列番号: 483)
30	ggg tac caC cag tac gc (配列番号: 484)
	ood two duo dag lad gl (配列番号:485)

[0031]

# 【表 9】

# 表2-2

プローブ番号	塩基配列
31	tac cac cag Tac gcc tac (配列番号:486)
32	c gcc ctg aaA gag gac ct (配列番号: 487)
33	ca gct cag aCc acc aag c (配列番号: 488)
34	c gtg gag Tgg ctc cgc (配列番号: 489)
35	a cag act caT cga gtg gac (配列番号: 490)
36	tgg acc gcA gcg gac at (配列番号: 491)
37	c ctg aaa gaA gac ctg cg (配列番号: 492)
38	gac tgg cgA ttc ctc cg (配列番号: 493)
39	ccc ggc cgT ggg gag (配列番号: 494)
40	c cag gac acA gag ctc gt (配列番号: 495)
41	cgc ttc ctG cgc ggg t (配列番号: 496)
42	ag tgg gag Acg gcc cat (配列番号: 497)
43	g gcc cat gAg gcg gag (配列番号: 498)
44	cg gag cag Tgg aga gcc (配列番号: 499)
45	tct cac acc Gtc cag atg (配列番号:500)
46	t ttc tac acC tcc gtg tcc (配列番号:501)
47	g agg atg tGt ggc tgc g (配列番号:502)
48	c agg cct gAa ggg gat g (配列番号:503)
49	cc gtc cag aGg atg ttt g (配列番号:503)
50	ag agg atg tTt ggc tgc g (配列番号:504)
51	ac tca cag aTt gac cga gt (配列番号:505)
52	g gag cag cAg aga gcc t (配列番号:506)
53	g gag ggc gAg tgc gtg (配列番号:507)
54	gtc atg gcT ccc cga ac (配列番号:508)
55	ag atg atg tTt ggc tgc ga (配列番号:509)
56	gg gcc ctg Agc ttc tac (配列番号:510)
57	
58	g gcg gac aAg gca gct c (配列番号:512)
59 ·	c cga gtg Gac ctg ggg (配列番号:513)
60	g gac atg gcG gct cag at (配列番号:514)
	tat tee gac Ggg gag aca (配列番号:515)

[0032]

# 【表10】

# 表2-3

プローブ番号	塩基配列
61	g aca cgg aaC gtg aag gc (配列番号:516)
62	tac gtg gac Aac acg cag (配列番号:516)
63	cc acc aag cAc aag tgg g (配列番号:518)
64	ag cag gag Agt ccg gag (配列番号:519)
65	gag aca cgg Caa gtg aag (配列番号:520)
66	g ggc tct caG tcc atg ag (配列番号:521)
67	c gac gcc gGg agc cag (配列番号:521)
68	g agg atg tCt ggc tgc g (配列番号:523)
69	g aag gcc caG tca cag ac (配列番号: 5 2 4)
70	tc acc aag cAc aag tgg g (配列番号:525)
71	ag ttg aga gCc tac ctg g (配列番号:526)
72	tgc gtg gaG tgg ctc cg (配列番号:527)
73	gcg gcc cGt gtg gcg (配列番号:528)
74	g gcc cgt gTg gcg gag (配列番号:529)
75	tac cag cag Tac gcc tac (配列番号:530)
76	cgc ttc atc Tca gtg ggc (配列番号:531)
77	gag gag aca Ggg aaa gtg (配列番号:532)
78	g aca ggg aaA gtg aag gc (配列番号:533)
79	ac tca cag aGt cac cga g (配列番号:534)
80	ttc aca tcc Atg tcc cgg (配列番号:535)
81	c ggg tat gaA cag cac gc (配列番号:536)
82	g gac cgg aaC aca cgg aa (配列番号:537)
83	tct cac acc Ctc cag atg (配列番号:538)
84	ct cac acc Ctc cag agg (配列番号:539)
85	cc ctc cag aGg atg tat g (配列番号:540)
86	ggc cgc gAg gag ccc (配列番号:541)
87	c cac cag tTc gcc tac g (配列番号:542)
88	c tac ctg gaT ggc acg tg (配列番号:543)
89	g gag cag cTg aga gcc t (配列番号:544)
90	cag gag ggT ccg gag ta (配列番号:545)

[0033]

# 【表11】

# 表2-4

プローブ番号	사는 HE 포크 코네
91	塩基配列
92	ctg gag aac Cgg aag gag (配列番号:546)
93	c ctg gat gCc acg tgc g (配列番号:547)
94	c gtg ggg Tcg gac ggg (配列番号:548)
95	acc gcg gcA gac atg gc (配列番号:5 4 9)
96	c cgc ggg Aag ccc cg (配列番号:5 5 0)
· 97	gcg gcc cGt gag gcg (配列番号:5 5 1)
98	g gcc cgt gAg gcg gag (配列番号:552)
99	cag atc acc Gag cgc aag (配列番号:553)
100	ggg cgc ttA ctc cgc g (配列番号:5 5 4)
· -	c tac ctg Cag ggc cgg (配列番号:5 5 5)
101	at tgg gac cTg cag aca c (配列番号:5 5 6)
102	ag atc acc aGg cgc aag t (配列番号:557)
103	gcc cgt cGg gcg gag (配列番号:558)
104	aca ggg aaa Gtg aag gcc (配列番号:559)
105	g aag tgg gcA gct gtg gt (配列番号:560)
106	g tgg aga gCc tac ctg g (配列番号:561)
107	tac atc gcc Ttg aac gag g (配列番号: 5 6 2)
108	cc atg agg tGt ttc tcc ac (配列番号:563)
109	tac tac aac Gag agc gag g (配列番号: 5 6 4)
110	tc gcg ctc Cgc tac tac (配列番号:565)
111	g cag aga gCc tac ctg g (配列番号:566)
112	c tac cct gcA gag atc ac (配列番号:567)
113	c cac cag taT gcc tac ga (配列番号:568)
114	cag atc acc Cag cgc aag (配列番号:569)
115	a ggc tcc caA tcc atg ag (配列番号:570)
116	t gtg gtg gtA cct tct gg (配列番号:571)
117	cg gag cag Tgg aga gtc (配列番号:572)
118	c gtg gac Tgg ctc cgc (配列番号:573)
119	c ttc ctc cAc ggg tac c (配列番号:574)
120	g gcg gac aGg gcg gct (配列番号:574)
	3 0-3 0-4 446 806 801 (配列留有:5 / 5)

[0034]

# 【表12】

# 表2-5

プローブ番号	塩基配列
121	tca cag act Cac cga gag (配列番号:576)
122	gg gac gag Cag aca ggg (配列番号:577)
123	c cga gag aGc ctg cgg (配列番号:578)
124	ac tca cag aTt gac cga ga (配列番号:579)
125	g gag ccg Tgg gcg cc (配列番号:580)
126	g atg gag cTg cgg gcg (配列番号:581)
127	c tcc atg agC tat ttc tcc (配列番号:582)
128	ggg gat ggG acc ttc ca (配列番号:583)
129	cct tct gga Cag gag cag (配列番号:584)
130	tac cag cag Aac gct tac g (配列番号:585)
131	g gag ggc cTg tgc gtg (配列番号:586)
132	g tac cag cGg gac gct t (配列番号:587)
133	c ggg tac cAg cag gac g (配列番号:588)
134	cag gac gcT tac gac gg (配列番号:589)
135	gtg cgg ttG gac agc ga (配列番号:590)
136	gag gac ggt Act cac acc (配列番号:591)
137	t ggc tgc Cac gtg ggg (配列番号:592)
138	ccg cgg gcA ccg tgg (配列番号:593)
139	cag aca cgg Cat gtg aag (配列番号:594)
140	g gcc cgt Tgg gcg gag (配列番号:595)
141	g gcc cgt Cgg gcg ga (配列番号:596)
142	tg gac gac Gcg cag ttc (配列番号:597)
143	cag ata atg Cat ggc tgc g (配列番号:598)
144	gag ggt ctC ccc aag cc (配列番号:599)
145	agg tat ttc Acc aca tcc g (配列番号: 600)
146	at gtg aag gGc cac tca c (配列番号:601)
147	c acg gag ctT gtg gag ac (配列番号: 602)
148	c ggg cgc Ctc ctc cg (配列番号: 603)
1-49	g gat ggc aCg tgc gtg g (配列番号: 604)
150	c ccc ccc aGg acg cat (配列番号: 605)

[0035]

#### 【表13】

#### 表2-6

プローブ番号	塩基配列
151	ctg agc tcC tgg acc gc (配列番号:606)
152	g ata gag cGg gag ggg c (配列番号:607)
153	ccg tgg atG gag cag ga (配列番号: 608)
154	c acg gac Gcc ccc aag (配列番号: 6 0 9)
155	ag tgg gcg Tct gtg gtg (配列番号: 6 1 0)
156	c ccc aag acG cat atg ac (配列番号: 6 1 1)
157	g cag gag Agg ccg gag (配列番号: 6 1 2)
158	gat tac atc Tcc ctg aac g (配列番号: 6 1 3)
159	tc cgc aga Cac ctg gag (配列番号: 6 1 4)
160	g aag tgg gTg gct gtg g (配列番号: 6 1 5)
161	t ttc tac acT tcc gtg tcc (配列番号: 6 1 6)
162	ac acc tcc Atg tcc cgg (配列番号: 6 1 7)
163	c cgg cag Cac gcc tac (配列番号: 6 1 8)
164	tat tgg gac Gag gag aca c (配列番号: 6 1 9)
165	g gcg gcc cTt gtg gcg (配列番号:620)
166	c cgg cag gTc gcc tac (配列番号:621)
167	g gac ggg cAc ttc ctc c (配列番号:622)
168	g acc ctg cAc ggc tac t (配列番号: 6 2 3)
169	cc atc cag aGg atg tat gg (配列番号:624)
170	c cag acc Agg gcg ggc (配列番号:625)
171	g cta ctc tTg ggg gcc c (配列番号:626)
172	g gac ctg gCg acc ctg (配列番号:627)
173	cac tca cag Gct gac cga (配列番号:628)
174	g gcg gcc Agt gtg gcg (配列番号:629)
175	gtg tcc cCg ccc ggc (配列番号:6 3 0)
176	t ctg ccc Gag ccc ctc (配列番号:6 3 1)

【0036】 以下、アリループロープ対応リスト1及び2を表3及び4にそれぞれ示す。 【0037】

# 【表14】

表3-1

アリル番号				検出	出用のフ	<b>7</b> □-	ブ番号	<u>.</u>				
A*010101	0	1	2	3	4		5	6	7		8	
A*010102	9											
A*0102	10	11										
A*0103	12											
A*0106	13	14										
A*0107	15	16		17								
A*0108	18											
A*0109	19											
A*020101	20	21		22	23	24	25	1	26	27		28
A*020102	29	30 31	21 2	22 23	24 32	33 34	4 35 2	25 26	27 36			
A*020103	37											
A*020104	38											
A*020105	39											
A*020106	40											
A*020107	41	42										
A*020108	43											
A*020109	31	21	22	23	24	25	44	26	27	42		
A*0202	45	42										
A*0203	20	46		47	48	2	27	28				
A*0204	20	21		22	24	2	25	26	27		28	
A*0205	45	28										
A*0206	20	49	21	22	23	24	25	26	27	28		
A*0207	50											
A*0208	49	45										
A*0209	51											
A*0210	20	23		52	25	2	6	27	28			
A*0211	53	42		28								

[0038]



表3-2

アリル番号			検出	検出用のプローブ番号								
A*0212	20	25	54	27	28							
A*0213	20	55	56	27	28							
A*0214	45	26	28									
A*0216	57	42	28									
A*021701	20	58	24	25	26	27	28					
A*021702	20	58	24	25	26	27	59					
A*0218	60											
A*0219	61	22	62	25	54	27						
A*022001	29 63	30 21	22 23 2	24 32 33	34 35 29	5 26 27	36					
A*022002	64											
A*0221	65·											
A*0222	20	21	22 2	23 24	25	44	27	28				
A*0224	29 30	31 21	22 23 2	24 32 33	35 25 26	27 36						
A*0225	46	66	26	27								
A*0226	20	55	67	27	28							
A*0227	22	68	69	27	36							
A*0228	70	68	25	26	36							
A*0229	71	68										
A*0230	72											
A*0231	73											
A*0233	74											
A*0234	31 7	5 76	22 23	24 25	44 26	27 4	2					
A*0235	31 7	5 22	23 24	32 33	34 35	25 2	6 27	36				
A*0236	29 30	31	21 22	23 24	32 33	34 3	5 25	26 27				
A*0237	22	68	25	54	27							

[0039]



表3-3

アリル番号			検出	出用のフ	プローフ	<b>一番号</b>		
A*0238	68	46	56					
A*0239	52	62	77	25	26	78 27	79	36
A*0240	68	80	81	27	36	<b>;</b>		
A*0241	49	29 30 31	21 22	23 24	82 34	35 25 26	27 36	
A*0242	83							
A*0244	49	22	25	54	27	36		
A*0245	29	84 21 22	23 24	32 33	34 35	25 26 27	36	
A*0246	20	85 8	6 21	22	23	24 25	26	27
A*0247	87							
A*0248	85	68	25	26	78	27	79	36
A*0249	29	30 31 21	22 23	24 32	33 34	35 68 25	27 36	
A*0250	88	31	21					
A*0251	49	68	80	81	27	36		
A*0252	89	68	25	26				
A*0254	49	22	68	25	54	27		
A*0255	90	21 22 23	24 32	33 34	35 25	26 27 36		
A*0256	20	91 76	22 23	3 24	25 26	27 42		
A*0257	20	49	92	24	25	26	27	28
A*0258	92	93	68	25	26	78 27	79	36
A*0259	94							
A*0260	95	26						
A*030101	91	96	55	48	67	97		
A*030102	91	96	55	98	99			
A*030103	100	91	96	55	48	67	97	
A*0302	- 54	101						
A*0304	102							
A*0305	91	96	17	62	55	48	67	27
A*0306	103							
A*0307	25	44	26	97				

[0040]



表3-4

アリル番号			検は	出用のプ	プローブ番	号		
A*0308	96	55		67	97			
A*0309	76	61	55	48	67	97		
A*0310	96	104	62	25	54	27	79	36
A*110101	49	91	96	69	105	106		
A*110102	107							
A*1102	108							
A*1103	80	109	110					
A*1104	49	91	96	69	27	79	36	
A*1105	111							
A*1106	91	76	61	69	105	106		
A*1107	112							
A*1108	49	91	96	55				
A*1109	113							
A*1110	49	90	96	69	106			
A*1111	114	96	69	106				
A*1112	49	91	96	17	69	105	106	
A*1113	115							
A*1114	108	116						
A*2301	117	118				•		
A*2302	85	34	80	81	119	120	27	
A*2303	33	121	80	122				
A*2304	85	34	80	81 1	22 78	27	79	36
A*2305	123	122						
A*2306	124							
A*2309	118							
A*240201	85	125	54	126	127			
A*240202	85	125	17 58	104	33 34	54	126 27	
A*240203	128							
A*240204	129							

[0041]

# 【表18】

表3-5

アリル番号				検	出	∄の	プロ	J	·ブ番	무			
A*240301	126	36		127			•	•	- д	1 . 3			
A*240302	130												
A*2404	85	54		126	i	12	7						
A*2405	85	131		54		12			27				
A*2406	85	34		62		2			44	1	20	27	
A*2407	132	125		54		126			27	•		41	
A*2408	133	28							_ •				
A*2410	85	54		126		105	5	1	06				
A*2413	85	34		62		25			26		78	27	
A*2414	85	24		33		34	1		62		54	126	27
A*2415	85	125	17	9	2	33	;	34	62	54		27	Ψ,
A*2417	85	125	17	5	8	104		34	62	54	126	27	
A*2418	34	55		48		67	,	,	97				
A*2419	85	132 96	58	104	33	34	62	54	126	27			
A*2420		125 17											
A*2421		125 17											
A*2422	44	36		127									
A*2423	85	54		126		27		13	34				
A*2424	91	58		34		80		8	31	12	22	78	27
A*2425	123	54										;	
A*2426	135											•	
A*2427	136												
A*2428	85	61 17	5	8 1	04	33	3	4 -	62	54	126	27	
A*2429	125	17	5	8	33		34		62		54	126	27
A*2430	85	21 12	5	17	58	104	4	33	34	62		126	27
A*2431	137	25		54		27							
A*2432	138	34		54		27			•				
A*2433	62	25		54		27		4	2				
A*2434	53	54											

[0042]

### 【表19】

表3-6

アリル番号			検出	出用のプ	ローブ番	号	
A*2435	139			4,13		1	
A*2437	140						
A*2438	141						
A*2501	138	142	28				
A*2502	91	138	142	28			
A*2503	138	143	47	48	106		
A*2504	138	47	56	106			
A*2601	90	48	142				
A*2602	144						
A*2603	21	61	48	142			
A*2604	145						
A*2605	16	48	142				
A*2606	146					•	
A*2607	31	48	142				
A*2608	56	142					
A*2609	147	131	143	47	27		
A*2610	34	131	143	47	48		
A*2612	131	143	66	44			
A*2613	91	147	131	143	47	48	
A*2614	49	90	147	148	55	48	
A*2615	149						
A*2616	10	90	147	131	143	47	48
A*2617	150						
A*2618	147	148	80	81	119		
A*29010101	151						
A*2902	152	36	28				
A*2903	152	28					
A*2904	153	80					
A*2905	152	<del>56</del> -	36				

[0043]

### 【表20】

表3-7

アリル番号	検出用のプローブ番号										
A*2906	122	154									
A*2907	152	58	122	36							
A*3001	10	15	155								
A*3002	11	15	156	27	36						
A*3003	11	156	27	36							
A*3004	11	25	36								
A*3006	157										
A*3007	86	156	27	36							
A*3008	49	15	155								
A*3009	11	81	122	36							
A*3010	158										
A*3011	10	155									
A*3012	15	156	27	36							
A*310102	15	121	159								
A*3102	84	53	104	147	121	80	122	36			
A*3103	53	160	80	122	36						
A*3104	160	159									
A*3105	15	53	104	147	121	80	122				
A*3106	15	53	104	121	80	122	36				
A*3107	15	125	147	121	81	122	36				
A*3108	161	85	125	147	121	122	36				
A*3109	162										
A*3201	125	122	163								
A*3202	54	163									
A*3203	125	164	80	122							
A*3204	138	97	165	166							
A*3205	167	125	122	163							
A*3206	138	25	26	27	36						
A*3207	10	138	80	81	122	27	36				

[0044]



表3-8

アリル番号		検出用のプローブ番号									
A*3301	168										
A*3303	90	121	159								
A*3304	169										
A*3305	170										
A*3306	171										
A*3401	172										
A*3402	47	67	27	36	173	174	175	28			
A*3403	160	55	67	27							
A*3404	70	47	67	36							
A*3405	176										
A*3601	177	79									
A*3602	178										
A*3603	179	177	79	36							
A*3604	105										
A*4301	114	142	28								
A*6601	91	96	48	142							
A*6602	57	175	28								
A*6603	47	57	180								
A*6604	47	181				•					
A*680101	49	91	104	44	182	28					
A*680102	183	91	104	44	182	28					
A*6802	184	28									
A*680301	183	104	44	182	28						
A*680302	183	35	44								
A*6804	90	53	68	36							
A*6805	183	21	35	44							
A*6806	91	89	68	25							
A*6807	91	185	68	25							

[0045]

### 【表22】

表3-9

アリル番号			検出	用のプ	ローブ番	号		
A*6808	186	182	28			-		
A*6809	183	54						
A*6810	49	187	91	104	25	44	27	36
A*6812	183	91	44					
A*6813	49	91	104	44	182			
A*6814	68	154						
A*6815	184	90	21					
A*6816	188							
A*6817	189	28						
A*6819	68	25	44	190				
A*6820	191					•		
A*6821	25	192						
A*6822	193							
A*6823	183	194	35	44				
A*6901	91	22	23 24	25	44 26	27	42	28
A*7401	195	28						
A*7402	196	96	164	197	121	122	36	
A*7403	198							
A*7404	31	96	164	80	122			
A*7405	199							
A*7406	21	61	164	80	122			
A*7407	53	200	164	80	122			
A*7408	201							
A*7409	202							
A*8001	203							

[0046]

### 【表23】

表4-1

アリル番号			検出	出用のこ	プローブ番	号		
A*010101	0	1	2	3		5	6	7
A*010102	8							
A*0102	9	10						
A*0103	11							
A*0106	12	13						
A*0107	14	15	16					
A*0108	17							
A*0109	18							
A*020101	19	20 2	1 22	23	24 25	13	26 2	7
A*020102	28	29 20 21	22 23	24 30	31 32 33	25 13	26 34	
A*020103	35							
A*020104	36							
A*020105	37							
A*020106	38							
A*020107	39	27						
A*020108	40							
A*020109	20	21 2	2 23	24	25 12	13	26 27	7
A*0202	41	27						
A*0203	19	42	43	44	26	27		
A*0204	19	20	21	45	24 25	13	26	27
A*0205	46	41	27					
A*0206	19	46 20 21	22 23	24 25	13 26 27			
A*0207	47							
A*0208	46	41						
A*0209	48							
A*0210	19	49	50	25	13	26	27	
A*0211	51	27						
A*0212	19	25	52	26	27			
A*0213	19	43	52	26	27	•		

[0047]

### 【表24】

表4-2

アリル番号					:	検出	出用	のフ	プロ	- フ	播	号						
A*0214	41		1	3		27												
A*0216	53		2	7														
A*021701	54																	
A*021702	19		5	5		24		25		1	3		26		56	ì		
A*0218	57																	
A*0219	58		2	2	;	59		25		5	2		26					
A*022001	28	60	29	21	22	23	24	30	31	32	33	25	13	26	34	1		
A*022002	61																	
A*0221	62																	
A*0222	19	2	0	21	22	2	3	24	25	4	4	26	27					
A*0224	28	2	9	20	21	2	2	23	24	30	)	31	33	25	5	13	26	34
A*0225	42		2	5		13		26										
A*0226	19		4	3		13		26		27	7							
A*0227	22		6	3	ţ	52		26		34	4							
A*0228	64		6	3	1	25		13		34	1							
A*0229	65		6	3														•
A*0230	66																	
A*0231	67																	
A*0233	68																	
A*0234	20	69	21	22	23	24	25	12	13	26	27							
A*0235	20	69	22	23	24	30	31	32	33	25	13	26	34					
A*0236	28	29	20	21	22	23	24	30	31	32	33	25	13	26				
A*0237	22		63	3	2	25		52		26	;							
A*0238	63		42	2		52												
A*0239	50		59		70		25		13		71		26		72		34	
A*0240	63		73	3	7	74		26		34	,							
A*0241	46	28	29	20	21	22	23	24	75	32	33	25	13	26	34			
A*0242	76																	
A*0244	46		22	2	2	25		52		26	i	3	34					

[0048]

### 【表25】

表4-3

アリル番号				ŧ	険出	用の	ワブ	۲ <sub>ロ</sub> ۰	ーブ	番号	号					
A*0245	28	20 2	21 22	23	24	30	31	32	33	25	13	26	34			
A*0246	19	77	7	8	21	2	2	23	3	24		25	13		26	
A*0247	79															
A*0248	77		63	2	25		13		71			26		72		34
A*0249	28	29 2	20 21	22	23	24	30	31	32	33	63	25	26	34		
A*0250	80		20	2	21					•						
A*0251	46		63	7	73		74		26			34				
A*0252	81		63	2	25		13									
A*0254	46		22	6	3		25		52			26				
A*0255	82	21	22	23	24	1 3	0	31	32	3	3	25	13	2	26	34
A*0256	19	69	21	22	23	3 2	4	25	13	2	6	27				
A*0257	19		46	8	33		24		25			13		26		27
A*0258	84	8	35	63		25		13		71		26		72		34
A*0259	86															
A*0260	87		13													
A*030101	69		58	4	13		12		13			88				
A*030102	69		58	4	13		89		88							
A*030103	90		69		58		43		12			13		88		
A*0302	52		88													
A*0304	88		91													
A*0305	69		58	1	16		59		43			12		13		26
A*0306	92															
A*0307	25		12	1	13		88									
A*0308	58		43	1	12		13		88							
A*0309	21		58	4	43		12		13			88				
A*0310	58		93		59		25		52			26		72		34
A*110101	46		69	į	58		52		72			34				
A*110102	94															
A*1102	95															

[0049]



表4-4

アリル番号			検	出用のフ	プローブ	番号	ļ		
A*1103	96	97	52						
A*1104	46	69	58	52	26		72	34	
A*1105	98								
A*1106	69	21	58	52	72		34		
A*1107	99	•							
A*1108	46	69	58	43					
A*1109	100								
A*1110	46	82	58	52	34				
A*1111	101	58	52	34					
A*1112	46	69	58	16	52		72	34	
A*1113	102								
A*1114	95	103							
A*2301	104	13	71	105					
A*2302	77	32	73	74	44		106	26	
A*2303	31	107	73	13					
A*2304	77	32	73	74	13	71	26	72	34
A*2305	108	13							
A*2306	109								
A*2309	13	71	105						
A*240201	77	110	52	111	105				
A*240202	77	110	16 5	5 93	31	32	52	111	26
A*240203	112								
A*240204	113								
A*240301	111	34	105						
A*240302	77	52	111	26	72		34		
A*2404	77	52	111	105					
A*2405	77	114	52	111	26				
A*2406	77	32	59	25	44		106	26	
A*2407	69	110	52	111	105			,	

[0050]

### 【表27】

表4-5

アリル番号			検	出用	のプ	ローフ	番号	<u>1</u>			
A*2408	115	116	-		•						
A*2410	77	52	111	1	72	3	4				
A*2413	77	32	59	9	25	1	3	71	26		
A*2414	77	24	31		32	5	9	52	111		26
A*2415	77	110	16	83	31	32	59	52	111	26	
A*2417	77	110	16	55	93	32	59	52	111	26	
A*2418	32	43	12	13	88						
A*2419	77	69	58	55	93	31	32	59	52	111	26
A*2420	77	110	16	55	93	31	32	59	52	111	26
A*2421	77	110	16	55	93	31	59	52	111	26	
A*2422	117	34	10	õ							
A*2423	77	52	111	j	26	11	8				
A*2424	69	55	32	2	73	7	4	13	71	2	26
A*2425	108	52									
A*2426	119										
A*2427	120										
A*2428	77	58	16	55	93	31	32	59	<b>52</b> 1	11 2	26
A*2429	110	16	55	31	l	32	59	52	111	26	5
A*2430	77	121	110 16	5 5	5 93	31	32	59 5	2 111	26	
A*2431	122	25	52	2	26						
A*2432	123	32	52	2	26						
A*2433	59	25	52	2	26	2	7				
A*2434	124	52									
A*2435	125										
A*2437	126										
A*2438	127										
A*2501	123	128	129								
A*2502	69	123	128		129						•
A*2503	123	42	43	3	44	3	4				

[0051]



表4-6

アリル番号			検は	出用のプ	ローブ番	号	
A*2504	123	43	52	34			
A*2601	82	44	128				
A*2602	130						
A*2603	21	58	44	128			
A*2604	131						
A*2605	15	44	128				
A*2606	132						
A*2607	20	44	128				
A*2608	52	128					
A*2609	133	114	42	43	26		
A*2610	32	114	42	43	44		
A*2612	114	42	25	44			
A*2613	69	133	114	42	43	44	
A*2614	46	82	133	134	43	44	
A*2615	135						
A*2616	9	82	133	114	42	43	44
A*2617	136						
A*2618	133	134	73	74	44		
A*29010101	137						
A*2902	138	34	129				
A*2903	138	129					
A*2904	139	73					
A*2905	138	52	34				
A*2906	138	13	34				
A*2907	138	55	13	34			
A*3001	9	14	140				
A*3002	10	14	141	26	34		
A*3003	. 10	1.41	26	34			
A*3004	10	25	34				

[0052]



表4-7

アリル番号			検出	用のプロ	コーブ番	号		
A*3006	142							
A*3007	78	141	26	34				
A*3008	46	14	140					
A*3009	10	74	13	34				
A*3010	143							
A*30.11	9	140						
A*3012	14	141	26	34				
A*310102	14	107	144					
A*3102	20	51	93	133	107	73	13	34
A*3103	51	134	73	13	34	•		
A*3104	134	144						
A*3105	14	51	93	133	107	73	13	
A*3106	14	51	93	107	73	13	34	
A*3107	14	110	133	107	74	13	34	
A*3108	145	77	110	133	107	13	34	
A*3109	146							
A*3201	123	13	147	129				
A*3202	123	52	147	129				
A*3203	110	148	73	13				
A*3204	123	88	149	34				
A*3205	78	123	13	147	129			
A*3206	123	25	13	26	34			
A*3207	9	123	73	74	13	26	34	
A*3301	150							
A*3303	82	107	144					
A*3304	151							
A*3305	152							
A*3306	153							
A*3401	133	43	44	26	34	154	155	129

[0053]



表4-8


アリル番号			検出	用のプロ	コーブ番	号		
A*3402	43	13	26	34	154	156	155	129
A*3403	134	43	13	26				
A*3404	157	43	13	34				
A*3405	158							
A*3601	26	72						
A*3602	88							
A*3603	83	26	72	34				
A*3604	72							
A*4301	101	128	129					
A*6601	69	58	44	128				
A*6602	53	155	129					
A*6603	43	53	34					
A*6604	43	159				•		
A*680101	46	69	93	44	160	27		
A*680102	161	69	93	44	160	27		
A*6802	162	27						
A*680301	161	93	44	160	27			
A*680302	161	33	44					
A*6804	82	51	63	34	•			
A*6805	161	21	33	44				
A*6806	69	81	63	25				
A*6807	69	163	63	25				
A*6808	89	160	27					
A*6809	161	52						
A*6810	46	164	69	93	25	44	26	34
A*6812	161	69	44					
A*6813	46	69	93	44	160			
A*6814	46	164	69	93	25	44.	26	3 <u>4</u>
A*6815	162	82	21					

[0054]

## 【表31】

#### 表4-9

アリル番号				検出	用のプ	<b>_</b>	ブ番号	<u> </u>		
A*6816	165									
A*6817	166	27								
A*6819	63	25		44	88					
A*6820	167									
A*6821	25	91								
A*6822	168									
A*6823	161	169		33	44					
A*6901	82	69	22	23	24	25	12	13	26	27
A*7401	170	129								
A*7402	171	58		148	133	10	)7	13	3	4
A*7403	172									
A*7404	20	58		148	73		13			
A*7405	173									
A*7406	21	58		148	73		13			
A*7407	51	58		148	73		13			
A*7408	174									
A*7409	175									
A*8001	176									



【要約】

【課題】HLA-Aの各アリルを個別に同定するために有用であるプローブセット及びそれを用いたHLA-Aのアリルの同定方法を提供すること。

【解決手段】HLA-Aの各アリルに特有の塩基を含む部分配列のすべてを網羅するプローブからプローブセットを構成し、これを用いて検体に含まれるHLA-Aを同定する。

【選択図】 なし

特願2003-430558

出願人履歴情報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所

氏 名

1990年 8月30日

新規登録

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

キヤノン株式会社

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/019763

International filing date: 24 December 2004 (24.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2003-430558

Filing date: 25 December 2003 (25.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 17 February 2005 (17.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)

